

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Srp54 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61011

Numéro d'article: CM0006951



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre SRP54 humain (P61011), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. SRP54 est une sous-unité de la particule de reconnaissance du signal impliquée dans le ciblage cotraductionnel des protéines vers le RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SRP54
Remarques/Alias	SCN8 ; SRP54
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6729
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 504 de SRP54 humain (P61011).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P61011
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace