

Anticorps Polyclonal Anti-Srp72 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076094

Numéro d'article: CM0017139



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SRP72 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du ciblage des protéines vers le RE médié par le SRP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRP72 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6731
ID du gène	6731
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440 à 544 du SRP72 humain (NP_008878.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	076094
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace