


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Srp72 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Numéro d'article: CM0012720



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la protéine SRP72 humaine (O76094). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude du complexe SRP et du ciblage vers le RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] SRP72 mAb de lapin
Remarques/Alias	BMFF ; BMFS1 ; HEL103 ; SRP72
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6731
GeneID	6731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-544 de la protéine SRP72 humaine (NP_008878.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	O76094
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac réfrigérant