

Anticorps Polyclonal Anti-Srp9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49458

Numéro d'article: CM0030997



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-SRP9 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la protéine SRP9 humaine et murine, un composant de la particule de reconnaissance du signal médiant le ciblage vers le réticulum endoplasmique. Immunogène recombinant (aa 1-86).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SRP9
Remarques/Alias	ALURBP ; SRP9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-86 de la protéine SRP9 humaine (NP_003124.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49458
Poids Moléculaire Protéique	10 kDa
Livraison	Sac de glace