


Anticorps Monoclonal Anti-Srpk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sb4

Numéro d'article: CM0010514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SRPK1 de haute qualité, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec la protéine SRPK1 humaine, murine et de rat (UniProt Q96SB4). Idéal pour les recherches sur l'épissage et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb SRPK1 de lapin
Remarques/Alias	SFRSK1
Espèce	Humaine
ID du gène	6732
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 291 et 390 de la protéine SRPK1 humaine (NP_003128.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
Référence SWISS	Q96SB4
Poids de la protéine	74 kDa/72 kDa/92 kDa
Expédition	Sac réfrigérant