


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-SrpK2 Pour Wb Et Elisa - P78362

Numéro d'article: CM0021376



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SRPK2 humain (protéine kinase 2 des protéines SRSF). Validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. SRPK2 régule l'épissage de l'ARNm, l'apoptose et la réplication virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRPK2 pAb de lapin
Remarques/Alias	SFRSK2 ; SRPK2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6733
GeneID	6733
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence équivalente aux acides aminés 420 à 520 de SRPK2 humain (NP_872633.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P78362
Poids moléculaire	78 kDa
Expédition	Sac réfrigérant