

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srpr Pour Wb, Elisa - P08240

Numéro d'article: CM0027180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SRPR humain (sous-unité alpha du récepteur SRP) pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain ; l'immunogène couvre la région N-terminale. Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRPR Lapin pAb
Remarques/Alias	DP; SRPR; Sralpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6734
GeneID	6734
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08240
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace