


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srprb Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5M8

Numéro d'article: CM0015875



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SRPRB validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sous-unité bêta du récepteur de la particule de reconnaissance du signal pour des études de ciblage protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRPRB Rabbit pAb
Remarques / Alias	APMCF1; SR-beta; SRPRB
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	58477
ID du gène	58477
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57 à 271 de la SRPRB humaine (NP_067026.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5M8
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace