

Anticorps Polyclonal Anti-Srpx Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78539

Numéro d'article: CM0014832

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SRPX humain validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la phagocytose, l'adhésion cellulaire et l'élimination des disques rétinien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRXP Rabbit pAb
Remarques/Alias	DRS ; ETX1 ; SRPX1 ; HEL-S-83p ; SRPX
Espèce	Humain
GeneID	8406
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-320 de la SRPX humaine (NP_006298.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P78539
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace