


Anticorps Polyclonal Anti-Srrm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lyb3

Numéro d'article: CM0029939



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SRRM1 humain (SRm160), adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'épissage de l'ARN et le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRRM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	160-KD ; POP101 ; SRM160 ; SRRM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10250
GeneID	10250
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du SRRM1 humain (NP_005830.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IYB3
Poids protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace