

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srrt Pour Ihc-P, Elisa - Q9Bxp5

Numéro d'article: CM0028749



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité SRRT/ARS2 pour IHC-P et ELISA. Détecte la protéine SRRT humaine, de souris et de rat (101 kDa, Q9BXP5). Outil essentiel pour étudier le traitement des miRNA, la progression du cycle cellulaire et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRRT Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51593
GeneID	51593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 623-872 de SRRT humain (NP_001122325.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXP5
Poids moléculaire de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace