


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srsf1/Sf2/Asf Pour Wb Et Elisa - Q07955

Numéro d'article: CM0023045



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SRSF1/SF2/ASF humain (SF2, ASF) pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la protéine endogène de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'épissage alternatif et le traitement des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SRSF1/SF2/ASF
Remarques/Alias	ASF ; SF2 ; SFRS1 ; SF2p33 ; SRp30a ; SRSF1/SF2/ASF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6426
ID du gène	6426
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-248 du SRSF1/SF2/ASF humain (NP_008855.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07955
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace