


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srsf2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01130

Numéro d'article: CM0029531



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur d'épissage SRSF2 humain pour Western blot (WB), IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur l'épissage des pré-ARNm et les applications de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SRSF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6427
ID de Gène	6427
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SRSF2 humain (NP_001182356.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01130
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace