


## Anticorps Monoclonal Anti-Srsf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P84103

Numéro d'article: CM0006265



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant SRSF3, un facteur d'épissage riche en sérine/arginine impliqué dans l'épissage alternatif et l'export nucléaire des ARNm. Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | SRSF3 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Remarques/Synonymes | SFRS3 ; SRp20 ; SRSF3                                                                                             |
| Espèce              | Humaine                                                                                                           |
| ID du gène (humain) | 6428                                                                                                              |
| ID du gène          | 6428                                                                                                              |
| Immunogène          | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de SRSF3 humain (P84103) |
| Source              | Lapin                                                                                                             |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                             |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Réactivité croisée  | Humain, souris, rat                                                                                               |
| SWISS               | P84103                                                                                                            |
| Poids moléculaire   | 19 kDa                                                                                                            |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                      |