


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srsf3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

Numéro d'article: CM0030262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SRSF3 (SRp20), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'épissage et l'exportation de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SRSF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFRS3; SRp20; SRSF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6428
GeneID	6428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de SRSF3 humain (NP_003008.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84103
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace