

Anticorps Polyclonal Anti-Srsf4 Pour Wb, Elisa - Q08170

Numéro d'article: CM0029376

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SRSF4 humain (SFRS4/SRP75, 57 kDa), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SRSF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFRS4; SRP75; SRSF4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6429
GenelD	6429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du SRSF4 humain (NP_005617.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08170
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace