

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srsf6 (Srp55) Pour Wb Et Elisa - Q13247

Numéro d'article: CM0017936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SRSF6 humain (SRp55) validé pour WB et ELISA. Détecte le SRSF6 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SRSF6
Remarques/Alias	B52 ; SFRS6 ; SRP55 ; HEL-S-91 ; SRSF6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6431
ID du gène	6431
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SRSF6 humain (NP_006266.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13247
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace