


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srsf7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16629

Numéro d'article: CM0018804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute pureté ciblant le SRSF7/9G8 humain, un facteur d'épissage impliqué dans le traitement et l'export de l'ARNm. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SRSF7 Lapin pAb
Remarques/Alias	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6432
GeneID	6432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-120 du SRSF7 humain (NP_001026854).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16629
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace