

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srsf8 Pour Wb - Q9Brl6

Numéro d'article: CM0021747



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SRSF8 validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Cible le facteur d'épissage 8 humain riche en sérine/arginine, impliqué dans l'épissage alternatif des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRSF8 pAb de lapin
Remarques/Alias	DSM-1 ; SRP46 ; SFRS2B ; SRSF8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10929
ID du gène	10929
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BRL6
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac réfrigérant