

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Ssb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P05455

Numéro d'article: CM0013018



Introduction

Validez l'expression de la protéine SSB/La dans des échantillons humains avec cet anticorps polyclonal de lapin. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'auto-immunité et la biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-SSB
Remarques/Alias	La; LARP3; La/SSB; SSB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6741
ID de gène	6741
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 166-408 de la SSB humaine (NP_003133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05455
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace