


Anticorps Monoclonal Anti-Ssca1/Serpinb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Numéro d'article: CM0007760



Introduction

Anticorps monoclonal ciblant le Serpin B3/SCCA-1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SSCA1/SerpinB3 Lapin mAb
Remarques/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Espèce	Humain
ID de Gène	6317 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-390 du SSCA1/SerpinB3 humain (NP_008850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29508
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace