


Anticorps Polyclonal Anti-Ssca1/Serpinb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Numéro d'article: CM0027936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SSCA1/SerpinB3 humain (SCCA-1), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le carcinome épidermoïde et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSCA1/SerpinB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6317
GeneID	6317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-390 de SSCA1/SerpinB3 humain (NP_008850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P29508
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace