

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ssr3 Pour Wb Et Elisa - Q9Unl2

Numéro d'article: CM0020618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SSR3 de haute qualité pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'SSR3 humain, souris et rat. Outil fiable pour l'étude de la rétention des protéines du RE et des mécanismes de liaison au calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSR3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRAPG; SSR3
Espèce	Humain
Identifiant de gène	6747
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-145 de l'SSR3 humain (NP_009038.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNL2
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace