


Anticorps Polyclonal Anti-Ssrp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Numéro d'article: CM0025291



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) anti-SSRP1 de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec la SSRP1 humaine et murine (FACT80), une sous-unité du complexe FACT impliquée dans le remodelage de la chromatine, l'élongation de la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SSRP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6749
Identifiant de gène	6749
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la SSRP1 humaine (NP_003137.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q08945
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace