


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sstr1 Pour Wb, Elisa - P30872

Numéro d'article: CM0026124



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin SSTR1 détecte le récepteur de la somatostatine de type 1 (SSTR1/SRIF-2) humain et de rat dans les applications WB et ELISA. L'immunogène recombinant cible le domaine N-terminal (aa 1-56). Poids moléculaire : 43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SSTR1
Remarques/Alias	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	6751 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-56 du SSTR1 humain (NP_001040.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P30872
Poids Protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace