

Anticorps Polyclonal Anti-Sstr2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30874

Numéro d'article: CM0024433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SSTR2 humain (NP_001041.1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de la somatostatine et de la régulation des hormones pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Somatostatine Récepteur 2 (SSTR2) pAb de lapin
Remarques / Alias	SST2 ; Récepteur 2 de la somatostatine (SSTR2)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6752
GeneID	6752
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 270-369 du récepteur 2 de la somatostatine humaine (SSTR2) (NP_001041.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30874
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isotherme