

Anticorps Monoclonal Anti-Sstr5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35346

Numéro d'article: CM0005649



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le SSTR5 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs de la somatostatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SSTR5 Lapin mAb
Remarques/Alias	SST5; SS-5-R; SSTR5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6755
GeneID	6755
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SSTR5 humain (P35346).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35346
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace