


Anticorps Polyclonal Anti-Ssx2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16385

Numéro d'article: CM0013009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SSX2 humain (antigène cancer/testis 5.2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en oncologie et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6757
GeneID	6757
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-188 du SSX2 humain (NP_783629.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16385
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace