

Anticorps Polyclonal Anti-Ssx4 Pour Wb, Elisa - O60224

Numéro d'article: CM0028758

Introduction

SSX4 Lapin pAb validé pour WB et ELISA, ciblant le SSX4 humain et murin. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et les études sur les antigènes cancer/testicule.

Fourni par CamelBio, votre partenaire en matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSX4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT5.4 ; SSX4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6759
GeneID	6759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-188 du SSX4 humain (NP_005627.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60224
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace