

Anticorps Polyclonal Anti-St3Gal4 Pour Wb, Elisa - Q11206

Numéro d'article: CM0026033

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ST3GAL4 de haute qualité, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la ST3GAL4 humaine et murine, une sialyltransférase clé dans la biosynthèse des glycoprotéines/glycolipides et l'hémostase, avec un poids moléculaire de 38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ST3GAL4
Remarques/Alias	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6484
GeneID	6484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-267 de la ST3GAL4 humaine (NP_006269.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q11206
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace