

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-St3Gal4 (Wb, Elisa) - Q11206

Numéro d'article: CM0019578

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ST3GAL4 humain (Q11206). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour l'étude de la fonction des sialyltransférases, de l'hémostase et de l'adhésion des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST3GAL4 pAb de lapin
Remarques/Alias	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAc6S; ST3 bêta-galactoside alpha-2; 3-sialyltransférase 4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6484
GeneID	6484
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 234 et 333 de ST3GAL4 humain (NP_001241686.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q11206
Poids moléculaire	36 kDa/37 kDa/38 kDa
Expédition	Sac de glace