

Anticorps Polyclonal Anti-St3Gal5 Pour Wb, Elisa - Q9Unp4

Numéro d'article: CM0028893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ST3GAL5 humaine (GM3 synthase), validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Un outil précieux pour les études sur la biosynthèse des gangliosides et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST3GAL5 pAb de lapin
Remarques / alias	SATI; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8869
ID du gène	8869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-200 de la ST3GAL5 humaine (NP_003887.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNP4
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace