

Anticorps Polyclonal Anti-ST6Gal1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15907

Numéro d'article: CM0029204



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ST6GAL1 (alpha-2,6-sialyltransferase 1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte ST6GAL1 humain, murin et de rat, une enzyme du Golgi impliquée dans la formation des antigènes des cellules B et la sialylation des IgG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST6GAL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6480
GeneID	6480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-200 de ST6GAL1 humain (NP_775323.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15907
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace