

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-St6Gal1/Cd75 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P15907

Numéro d'article: CM0006422



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ST6GAL1/CD75, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Convient à l'étude de la fonction des sialyltransférases et de la glycosylation dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin ST6GAL1/CD75
Remarques/alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1/CD75
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6480
ID du gène	6480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44 à 406 de ST6GAL1/CD75 humain (NP_001340845.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15907
Poids moléculaire	20 kDa/47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant