

Anticorps Polyclonal Anti-St8Sia1 Pour Wb, Elisa - Q92185

Numéro d'article: CM0030986

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ST8SIA1 humain (GD3 synthase). Détecte le ST8SIA1 endogène en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des gangliosides et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST8SIA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sial; ST8SIA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6489
ID du gène	6489
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-270 du ST8SIA1 humain (NP_003025.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q92185
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace