

Anticorps Polyclonal Anti-St8Sia2 Pour Wb Et Elisa - Q92186

Numéro d'article: CM0025087

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ST8SIA2 humaine (alpha-2,8-sialyltransférase 8B), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la synthèse de l'acide polysialique et la recherche sur la fonction neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST8SIA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8Siall; ST8SIA-II; ST8SIA2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	8128
Identifiant de gène	8128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-160 de la ST8SIA2 humaine (NP_006002.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92186
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace