


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stam Pour Wb Et Elisa - Q92783

Numéro d'article: CM0030042



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre STAM humain (molécule adaptatrice 1 de transduction du signal). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Cible impliquée dans la signalisation cellulaire et le tri endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAM Rabbit pAb
Remarques/Alias	STAM1 ; STAM-1 ; STAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8027
GeneID	8027
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-210 de STAM humain (NP_003464.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92783
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace