


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stam2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75886

Numéro d'article: CM0028177



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STAM2 validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la molécule adaptatrice de transduction de signal 2 impliquée dans la signalisation cytokinique et la répression des récepteurs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | STAM2 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Remarques/Alias                  | Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2                                                                                                                |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                                   |
| Identifiant de gène              | 10254                                                                                                                                     |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 376-525 de la protéine STAM2 humaine (NP_005834.4) |
| Origine                          | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                     |
| Applications                     | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée               | Homme, Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                            | O75886                                                                                                                                    |
| Poids moléculaire de la protéine | 58kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                              |