


Anticorps Polyclonal Anti-Stambp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O95630

Numéro d'article: CM0028428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STAMBP (AMSH) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la déubiquitination, du tri endosomal et de la signalisation BMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAMBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMSH ; MICCAP ; STAMBP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10617
GeneID	10617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-270 de STAMBP humain (NP_998787.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95630
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace