

Anticorps Polyclonal Anti-Stambpl1 Pour Wb Et Elisa - Q96Fj0

Numéro d'article: CM0019612



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre STAMBPL1 (AMSH-LP), validé pour Western blot et ELISA. Détecte STAMBPL1 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation de l'ubiquitine et la voie TORC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAMBPL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMSH-FP; AMSH-LP; ALMalpha; bA399O19.2; STAMBPL1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	57559
ID du gène	57559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-250 de STAMBPL1 humain (NP_065850.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96FJ0
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace