

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stap2 Pour Wb, Elisa - Q9Ugk3

Numéro d'article: CM0019654



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine STAP2 (BKS) humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte la STAP2 aussi bien humaine que souris. Idéal pour l'étude de la signalisation par PTK6, la modulation de STAT3 et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BKS ; STAP2
Espèce cible	Humaine
GeneID (Humain)	55620
GeneID	55620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-220 de la STAP2 humaine (NP_001013863)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UGK3
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace