


## Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Star Pour Wb, Ip, Elisa - P49675

Numéro d'article: CM0013324



### Introduction

Anticorps polyclonal lapin StAR (STARD1) validé pour WB, IP, ELISA chez l'humain, la souris. Cible la protéine régulatrice aiguë stéroïdogène mitochondriale (32 kDa, SWISS P49675). Idéal pour la recherche en stéroïdogénèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit               | pAb Lapin StAR                                                                                                             |
| Remarques/Alias              | STARD1 ; StAR                                                                                                              |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                     |
| Identifiant du Gène (Humain) | 6770                                                                                                                       |
| Identifiant du Gène          | 6770                                                                                                                       |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64-285 de StAR humain (NP_000340.2) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                    | Anticorps Polyclonaux                                                                                                      |
| Application                  | WB, IP, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité Croisée           | Humain, Souris                                                                                                             |
| SWISS                        | P49675                                                                                                                     |
| Poids Moléculaire Protéique  | 32 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                               |