


Anti-Star (Stard1) Anticorps Monoclonal Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49675

Numéro d'article: CM0007295



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la protéine humaine StAR/STARD1, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine clé du transport du cholestérol dans la synthèse des hormones stéroïdiennes. Idéal pour la recherche sur la stéroïdogénèse et les surrénales/gonades.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	StAR Lapin mAb
Remarques/Alias	STARD1; StAR
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6770
GenelD	6770
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de StAR humain (NP_000340.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49675
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace