


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Star (Stard1) Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P49675

Numéro d'article: CM0022362



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant StAR (STARD1) humain, un transporteur mitochondrial du cholestérol essentiel à la stéroïdogenèse. Validé pour WB, IF et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	StAR pAb de lapin
Remarques/Alias	STARD1 ; StAR
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6770
ID du gène	6770
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 64 et 285 de StAR humain (NP_000340.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49675
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace