


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stard3 (Mln64, Cab1) Pour Wb, Elisa - Q14849

Numéro d'article: CM0025674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STARD3 (MLN64, CAB1) humain. Validé pour Western Blot et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude du transport du cholestérol et de la biologie des endosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STARD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAB1; es64; MLN64; STARD3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10948
ID du gène	10948
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-445 de STARD3 humain (NP_006795.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14849
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace