

Anticorps Polyclonal Anti-Stard3NI Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095772

Numéro d'article: CM0020981

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STARD3NL validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il détecte la protéine humaine STARD3NL (MENTHO), avec réaction croisée chez la souris et le rat. STARD3NL est une protéine d'ancrage des endosomes tardifs qui crée des sites de contact du réticulum endoplasmique, idéale pour les études sur le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STARD3NL Rabbit pAb
Remarques / Alias	MENTHO; STARD3NL
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	83930
Identifiant de gène	83930
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 185-234 de la protéine humaine STARD3NL (NP_114405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095772
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace