


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Stat1 Pour Wb, Ip, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0002043



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin anti-STAT1 validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec STAT1 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'interféron et des réponses antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT1 mAb Lapin
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Espèce	Humain
ID de gène	6772 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du STAT1 humain (P42224)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace