


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0015787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre STAT1 humain (P42224) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'interféron et de l'activité du facteur de transcription STAT1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6772
GeneID	6772
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 513-712 du STAT1 humain (NP_009330.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace