

Anticorps Polyclonal Anti-Stat2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P52630

Numéro d'article: CM0017918



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STAT2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation par interféron et la virologie antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6773
GeneID	6773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-706 de STAT2 humain (NP_005410.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52630
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac de glace