

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Stat3 Pour Wb Et Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0003000



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le STAT3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le STAT3 humain et souris, poids moléculaire 88 kDa. Idéal pour les études de signalisation JAK/STAT, l'inflammation et la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] STAT3 mAb Lapin
Remarques/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6774
ID de gène	6774
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 du STAT3 humain (P40763)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P40763
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace